

Merkblatt Muskelbiopsie

Muskelbiopsie:

1. Ca. **1x1x1 cm große** Muskelbiopsie
Bei Frage Dermatomyositis zusätzlich Entnahme einer Hautprobe.
2. **Unfixiert** in ein fest verschlossenes Gefäß; evtl. in einen leicht mit NaCl-befeuchteten Tupfer oder beschichteten Tupfer legen. **Auf keinen Fall darf das Muskelgewebe in Formalin, NaCl- oder Ringerlösung transportiert werden!!!**
3. Per Bote als **Schnellschnitt** oder mit dem Taxi in das **Institut für Neuropathologie, Arndtstr. 16** schicken. Der schnelle Transport ist wichtig, da sonst biochemische Untersuchungen nicht mehr möglich sind. Die Muskelprobe kann auch **einige Stunden bei 4°C** transportiert werden z.B. in einer Kühlbox mit Kühlaggregaten. Die Kühlaggregate sollten nicht gefroren sein.

Kontakt:

Muskellabor: Frau Roth/Frau Leib

0641/99-41194

(Angela.Roth@patho.med.uni-giessen.de)

(Kerstin.Leib@patho.med.uni-giessen.de)

Sekretariat: Frau Adolph/Frau Cullu

0641/99-41181

(neuropathologie@uk-gm.de)

Adresse:

**Institut für Neuropathologie
-Muskellabor -
Arndtstraße 16
35392 Gießen**