

## GEBRAUCHS- UND FACHINFORMATION

# Eigen-Serum-Augentropfen (UKGM)

**1. Was ist (Eigen- Serum- Augentropfen) ESAT und wofür wird es angewendet?** ESAT ist ein Augentropfenpräparat aus menschlichem Blutserum, das aus dem eigenen Blut des Patienten gewonnen wurde (Eigenblut). **Nur zur Anwendung am eigenen Auge!**

**2. Zusammensetzung** Jedes Tropfgefäß enthält ca. 2 ml Serum aus Eigenblut. Enthält keine Konservierungsstoffe.

**3. Anwendungsgebiet** Erkrankungen der Augenoberfläche

**4. Wie ist ESAT anzuwenden?** Wenn vom Arzt nicht anders verordnet kann bis zu stündlich ein Tropfen ESAT in das erkrankte Auge getropft werden.

**5. Art der Anwendung** Unmittelbar vor der Anwendung müssen Sie überprüfen, ob der Name, der Vorname und das Geburtsdatum auf dem Tropfgefäß mit Ihrem eigenen Namen und ihrem eigenen Geburtsdatum übereinstimmen. Wenn das Präparat nicht für Sie selbst bestimmt ist, dürfen Sie die Tropfen keinesfalls am eigenen Auge anwenden! Öffnen Sie den Verschluss des Augentropfgefäßes und stellen Sie den Verschluss mit der Schraubverbindung nach oben auf eine sichere Unterlage ohne die Schraubverbindung mit den Fingern zu berühren. Üben Sie bei der Öffnung des Gefäßes keinen Druck aus, damit die Tropfen nicht unkontrolliert aus dem Gefäß fließen. Legen Sie den Kopf in den Nacken und dehnen Sie mit Daumen und Zeigefinger Ober- und Unterlid auseinander und tropfen mit leichtem Druck auf das Augentropfgefäß einen Tropfen in das erkrankte Auge.

**6. Dauer der Anwendung** Die Dauer der Anwendung richtet sich nach der Verordnung des Arztes.

**7. Welche Nebenwirkungen sind möglich?** Da ESAT aus menschlichem Blut gewonnen werden, lässt sich das Risiko einer bakteriellen Verunreinigung nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Bei nicht sachgemäßer Lagerung können sich Mikroorganismen in dem Präparat vermehren, die eine Infektion des Auges hervorrufen können. Um die Gefahr einer Verwechslung und damit insbesondere die Gefahr der Übertragung von Krankheitserregern auszuschließen, überprüfen Sie bitte bei Auslieferung und vor jeder Anwendung Ihre persönlichen Daten auf der Kennzeichnung des Produktes.

**8. Wie sind ESAT aufzubewahren?** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Aufbewahrungsbedingungen: Lagerung bei -18°C (Drei-Sterne-Fach im Kühlschrank oder kälter). Nach Anbruch 24 Stunden haltbar bei 2-6° (im Kühlschrank). Behältnis nach Gebrauch fest verschließen. Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch: Eine Packung enthält 10 Augentropfgefäße. Bei einer Lagerung bei -18°C sind diese für 183 Tage (6 Monate) haltbar. Ein aufgetautes und angebrochenes Gefäß ist bei einer Zwischenlagerung bei 2-6°C für 24 Std. haltbar.

**9. Wie ESAT aussieht und Inhalt der Packung** Augentropfgefäße aus flexiblem Kunststoff mit honiggelb gefärbtem Inhalt. Eine Packung ESAT enthält 10 Augentropfgefäße.

**10. Inhaber der Herstellungserlaubnis** Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH Rudolf-Buchheim-Str. 8, 35392 Gießen Zentrum für Hämotherapie und Transfusionsmedizin Langhansstr. 7, 35392 Gießen

**11. Datum der Erteilung der Herstellungserlaubnis** 28.09.2010

**12. Stand der Information** Juli 2018

**13. Verschreibungsstatus** Verschreibungspflichtig